

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĂNG GẠC CHO TỪNG LOẠI VẾT THƯƠNG

	<p>Hetis PU Foam/Non Border - Silicone Foam Tình trạng vết thương: Màng sinh học / Mô hạt / Biểu bì</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Có / Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis Calcium Alginate / Hetis Film</p>	
	<p>Hetis Adhesive Foam/ Silicone Foam Tình trạng vết thương: Màng sinh học / Mô hạt / Biểu bì</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Có / Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis Calcium Alginate</p>	
	<p>Hetis Calcium Alginate Tình trạng vết thương: Màng sinh học / Mô hạt</p> <p>Độ sâu vết thương:   Tình trạng nhiễm trùng: Có / Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis Adhesive Foam/ Silicone Foam</p>	
	<p>Hetis Silver Foam Tình trạng vết thương: Hoại tử / Màng sinh học / Mô hạt</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Có</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis Film</p>	
	<p>Hetis Silver Adhesive Foam/Silver Silicone Foam Tình trạng vết thương: Hoại tử / Màng sinh học / Mô hạt</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Có</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với :</p>	
	<p>Hetis Silver Alginate Tình trạng vết thương: Hoại tử / Màng sinh học / Mô hạt</p> <p>Độ sâu vết thương:   Tình trạng nhiễm trùng: Có</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis Adhesive Foam/ Silicone Foam</p>	
	<p>Hetis Hydrocolloid Tình trạng vết thương: Mô hạt / Biểu bì</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với :</p>	
	<p>Hetis Non Woven Pad Tình trạng vết thương: Mô hạt / Biểu bì</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với :</p>	
	<p>Hetis Film Tình trạng vết thương: Biểu bì</p> <p>Độ sâu vết thương:  Tình trạng nhiễm trùng: Không</p> <p>Lượng dịch tiết:  Có thể kết hợp với : Hetis PU foam/Hetis silver foam Hetis non border silicone foam</p>	

ĐÁNH GIÁ VẾT THƯƠNG

Bác sĩ: Điện thoại:

Điều dưỡng: Điện thoại:

VẾT THƯƠNG ĐANG Ở GIAI ĐOẠN

- Mô hoại tử
- Màng sinh học
- Mô hạt
- Biểu bì hóa

ĐỘ SÂU VẾT THƯƠNG

-  Nông
-  Sâu

TÌNH TRẠNG VẾT THƯƠNG

- Không nhiễm trùng
- Nhiễm trùng

LƯỢNG DỊCH TIẾT VẾT THƯƠNG

-    Ít
-    Trung bình
-    Nhiều