



www.hetis.vn



About Hetis Center

Chăm sóc vết thương từ lâu đã và đang là thách thức lớn đối với ngành y tế trên toàn thế giới và luôn là vấn đề của việc chăm sóc sức khỏe. Mỗi năm, chăm sóc vết thương chiếm một lượng tiền khổng lồ trong tổng chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung trên toàn thế giới. Năm được nhu cầu bức thiết đó công ty TNHH Lavichem đã nghiên cứu và sản xuất ra dòng sản phẩm gạc chăm sóc vết thương tiên tiến thương hiệu HETIS, dựa trên các loại vật liệu mới nhất trên thế giới với hy vọng góp một phần công sức vào việc chăm sóc vết thương nói riêng và ngành công nghiệp lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung ở Việt Nam. Với phương châm:

- ▶ Giảm tối đa đau đớn cho bệnh nhân
- ▶ Giảm tối đa thời gian điều trị vết thương
- ▶ Giảm tối đa tổng chi phí điều trị vết thương



CÔNG TY TNHH LAVICHEM

Địa chỉ: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang,
TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3846.107
Website: www.lavichem.vn - Email: info@lavichem.vn



HETIS PRODUCT GUIDE

GẠC CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG TIÊN TIẾN

- ▶ **Foam dressing**
Gạc xốp tiên tiến
- ▶ **Alginate dressing**
Gạc cầm máu alginate
- ▶ **Hydrocolloid dressing**
Gạc ngăn ngừa sẹo
- ▶ **I.V dressing**
Gạc cố định kim luồn



TEL: 0211 3846 107

www.hetis.vn

HETIS PU FOAM GẠC XỐP VÔ TRÙNG

Gạc xốp vô trùng có cấu tạo 2 lớp:
+ Lớp xốp polyurethane mềm mại, thoáng khí, thấm hút, giữ dịch tốt (11-18g dịch/g gạc) và không dính vào vết thương.

+ Lớp màng bán thẩm polyurethane ngăn nước, các tác nhân có hại từ môi trường nhưng vẫn cho phép hơi nước thoát ra và trao đổi oxy bình thường.

- ✓ Ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Thúc đẩy lành thương trong môi trường ẩm.
- ✓ Thay băng không đau.
- ✓ Giảm số lần thay gạc.
- ✓ Mềm mại, thoái mái, dễ sử dụng.
- ✓ Tiết khuẩn bằng tia gamma

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HPU-050050-R	50 x 50
HPU-100100-R	100 x 100
HPU-150150-R	150 x 150
HPU-200200-R	200 x 200

Không sử dụng cho vết thương khô, ít dịch, bong nồng sâu như bong độ 3...

HETIS NON-BORDER SILICONE FOAM GẠC XỐP SILICONE KHÔNG VIÊN

CẤU TẠO 3 LỚP:

+ Lớp silicone có đặc lỗ có độ bám dính nhẹ, tiếp xúc trực tiếp với vết thương.

+ Lớp xốp polyurethane mềm mại, thoáng khí, thấm hút, giữ dịch tốt (11-18g dịch/g gạc).

+ Lớp màng polyurethane bán thẩm ngăn nước, các tác nhân có hại từ môi trường nhưng vẫn cho phép hơi nước thoát ra và trao đổi oxy bình thường.

- ✓ Ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Thúc đẩy lành thương trong môi trường ẩm.
- ✓ Giảm số lần thay gạc
- ✓ Bóc dán nhiều lần mà không gây đau.
- ✓ Mềm mại, thoái mái, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HNS-050050-R	50 x 50
HNS-100100-R	100 x 100
HNS-150150-R	150 x 150
HNS-200200-R	200 x 200

Không sử dụng cho vết thương khô, ít dịch, bong nồng sâu như bong độ 3... Cẩn băng thứ cấp

HETIS NON-WOVEN PAD BĂNG DÍNH CÓ GẠC VÔ KHUẨN

HETIS Non-Woven-Pad là băng dính có gạc vô khuẩn, dùng một lần, gồm 2 phần: phần vải không dệt phủ keo acrylic và phần gạc cotton có phủ lớp chống dính ở giữa.

- ✓ Bảo vệ vết thương khỏi các tác nhân có hại.
- ✓ Không dính gạc vào vết thương.
- ✓ Mềm, thoái mái.
- ✓ Thuận tiện, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HNP-100100-R	100 x 100
HNP-150150-R	150 x 150
HNP-200200-R	200 x 200
HNP-090200-R	90 x 200
HNP-090250-R	90 x 250

Không sử dụng cho những vết thương tiết nhiều dịch, có đường hầm.

HETIS SILICONE FOAM GẠC XỐP SILICONE VÔ TRÙNG

Gạc xốp silicone vô trùng có cấu tạo 3 lớp:
+ Lớp silicone đặc lỗ có độ bám dính nhẹ, tiếp xúc trực tiếp với vết thương.

+ Lớp xốp polyurethane mềm mại, thoáng khí, thấm hút, giữ dịch tốt (11-18g dịch/g gạc).

+ Lớp màng bán thẩm polyurethane có phủ silicone ở viền ngoài nhờ vậy mà gạc tự dính vào vết thương mà không cần băng thử cấp.

- ✓ Ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Thúc đẩy lành thương trong môi trường ẩm.
- ✓ Bóc, dán lại nhiều lần mà không gây đau.
- ✓ Giảm số lần thay gạc.
- ✓ Mềm mại, thoái mái, dễ sử dụng.
- ✓ Tiết khuẩn bằng tia gamma

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HSF-100100-R	100 x 100
HSF-150150-R	150 x 150
HSF-200200-R	200 x 200
HSF-090200-R	90 x 200
HSF-090250-R	90 x 250

Không sử dụng cho vết thương khô, ít dịch, bong nồng sâu như bong độ 3...

HETIS CALCIUM ALGINATE GẠC ALGINATE

HETIS Calcium Alginate là gạc Alginate vô trùng, được chiết xuất từ rong biển. Gạc có khả năng thấm hút tốt, dễ dàng tạo gel khi tiếp xúc với dịch vết thương.

- ✓ Khả năng thấm hút dịch gấp 15-20 lần trọng lượng gạc.
- ✓ Thúc đẩy lành thương trong môi trường ẩm.
- ✓ Giảm số lần thay gạc.
- ✓ Giúp cầm máu ở những mao mạch nhỏ.
- ✓ Mềm mại, thoái mái, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HCA-050050-R	50 x 50
HCA-100100-R	100 x 100
HCA-150150-R	150 x 150
HCA-200200-R	200 x 200
HCA-025350-R	25 x 350

Không sử dụng cho vết thương khô, ít dịch, bong nồng sâu như bong độ 3... Cẩn băng thứ cấp

HETIS FILM GẠC VÔ TRÙNG TRONG SUỐT

HETIS FILM có cấu tạo là lớp màng polyurethane bán thẩm trong suốt. Gạc giúp bảo vệ vết thương khỏi các tác nhân có hại từ môi trường nhưng vẫn cho phép hơi nước thoát ra và trao đổi oxy bình thường.

- ✓ Bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Cho phép hơi nước từ trong vết thương thoát ra và trao đổi oxy bình thường.
- ✓ Dễ dàng quan sát vết thương mà không cần tháo gạc.
- ✓ Thuận tiện, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HTF-050050-R	50 x 50
HTF-100100-R	100 x 100
HTF-150150-R	150 x 150
HTF-200200-R	200 x 200

Không sử dụng cho những vết thương tiết nhiều dịch, nhiễm trùng, vết thương có vùng da xung quanh móng, đẻ tổn thương, vết thương sâu, lở xơ xác, gân.

HETIS ADHESIVE FOAM GẠC XỐP VÔ TRÙNG CÓ BĂNG KEO

Cấu tạo 2 lớp:
+ Lớp xốp polyurethane mềm mại, thoáng khí, thấm hút, giữ dịch tốt (11-18g dịch/g gạc) và không dính vào vết thương.

+ Lớp màng bán thẩm polyurethane có phủ keo ở viền ngoài do đó gạc có thể tự dính mà không cần băng thử cấp.

- ✓ Ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Thúc đẩy lành thương trong môi trường ẩm.
- ✓ Giảm số lần thay gạc.
- ✓ Mềm mại, thoái mái, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HAF-100100-R	100 x 100
HAF-150150-R	150 x 150
HAF-200200-R	200 x 200
HAF-090200-R	90 x 200
HAF-090250-R	90 x 250

Không sử dụng cho vết thương khô, lở xơ xác, gân, nhạy cảm với keo.

HETIS HYDROCOLLOID GẠC HYDROCOLLOID

Gạc gồm 2 lớp.
+ Lớp trên là lớp màng polyurethane bán thẩm.

+ Lớp dưới là sự kết hợp giữa các chất có khả năng tạo gel như carboxymethylcellulose, gelatin, pectin với những vật liệu có tính đàn hồi và keo.

- ✓ Ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập.
- ✓ Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc.
- ✓ Giảm ngứa hình thành sẹo.
- ✓ Có thể lưu gạc đến 7 ngày.
- ✓ Thuận tiện, dễ sử dụng.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



MÃ SẢN PHẨM

Mã Sản phẩm	Kích thước(mm)
HHC-050050-R	50 x 50
HHC-100100-R	100 x 100
HHC-150150-R	150 x 150
HHC-200200-R	200 x 200